

## Têteière ergonomique

**Codes :**

Reference: ACCTETERGO

**Description :**

Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique 51266T Carina  
Sellerie ergonomique sans coutures apparentes, revêtement non feu classé M1.  
Coloris sellerie gamme classique ou en option gamme Urban.  
Piètement sur socle chromé, fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer la rotation.  
Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants.  
Equippé d'une paire de gouttières.  
En option : protections plastiques, tige porte-sérum, porte-rouleau.  
Dim. : L. 173 x l. 55 x H. de 52 à 72 cm.  
Poids max : 130 kg.