

# Tabouret Hades

**Codes :**

Reference: HADES

**Description :**

Tabouret Hades Procomedic  
Sellerie revêtement Sanitized non feu M1.  
Mousse Bultex haute résilience 35kg/m3.  
Pied ABS noir 5 branches, roulettes diam. : 5 cm.  
Diam. de l'assise : 34 cm et dim. du piètement : 52 cm.  
Hauteur réglable de : 56 à 68 cm.  
En option : disponible dans plus de 70 coloris.  
Poids max. : 136 kg.  
Label Origine France Garantie.