

Guéridon Résine 400 x 400 mm 2 plateaux 1 tiroir à clé



Codes :

Reference: FA44201

Description :

Guéridons de soins Résine®
400 x 400 mm Praticima
Conçus pour répondre aux différentes contraintes du milieu hospitalier.
Modulables, ergonomiques et esthétiques.
Structure en aluminium anodisé.
Résistants aux agents chimiques grâce à la matière qui les compose.
Facilement désinfectables et décontaminables.
Totalement recyclables.
4 roues diam. 10 cm dont 1 à frein (bandage non tachant).
Coloris des poignées : bleu pop, vert pomme ou fuchsia.
Livrés nus sans accessoires.
En option : tablette latérale, kit galerie 3 côtés,
glissières pour équipements 60 x 40 cm,
portique supérieur avec accessoires,
support informatique pour ordinateur portable
et support pour poubelle, boîte à gants,
container à aiguilles (nous consulter).
400 x 400 mm. Dim. : 500 x 500 x 985 mm.