

# Guéridon Résine 400 x 400 mm 2 plateaux 2 tiroirs dont 1 à clé

**Codes :**

Reference: FA44202

**Description :**

Guéridons de soins Résine® 400 x 400 mm Praticima  
Conçus pour répondre aux différentes contraintes du milieu hospitalier.  
Modulables, ergonomiques et esthétiques.  
Structure en aluminium anodisé.  
Résistants aux agents chimiques grâce à la matière qui les compose.  
Facilement désinfectables et décontaminables.  
Totalement recyclables.  
4 roues diam. 10 cm dont 1 à frein (bandage non tachant).  
Coloris des poignées : bleu pop, vert pomme ou fuchsia.  
Livrés nus sans accessoires.  
En option : tablette latérale, kit galerie 3 côtés, glissières pour équipements 60 x 40 cm, portique supérieur avec accessoires,  
support informatique pour ordinateur portable et support pour poubelle, boîte à gants, container à aiguilles (nous consulter).

Guéridon Résine® 2 plateaux + 2 tiroirs dont 1 à clé. (Présenté).