

# Guéridon Résine 400 x 400 mm 2 plateaux 3 tiroirs dont 1 à clé

## Codes :

Reference: FA44203



## Description :

Guéridon Résine 400 x 400 mm x 980 mm 2 plateaux 3 tiroirs dont 1 à clé.

Guéridon Résine® 2 plateaux + 3 tiroirs dont 1 à clé.

Guéridons de soins Résine® 400 x 400 mm Praticima

Conçus pour répondre aux différentes contraintes du milieu hospitalier.

Modulables, ergonomiques et esthétiques.

Structure en aluminium anodisé.

Résistants aux agents chimiques grâce à la matière qui les compose.

Facilement désinfectables et décontaminables.

Totalement recyclables.

4 roues diam. 10 cm dont 1 à frein (bandage non tachant).

Coloris des poignées : bleu pop, vert pomme ou fuchsia.

Livrés nus sans accessoires.

En option : tablette latérale, kit galerie 3 côtés,

glissières pour équipements 60 x 40 cm,

portique supérieur avec accessoires,

support informatique pour ordinateur portable

et support pour poubelle, boîte à gants,

container à aiguilles (nous consulter).