

# Guéridon Résine 600 x 400 mm 2 plateaux 3 tiroirs dont 1 à clé

## Codes :

Reference: FA64203



## Description :

Guéridons de soins Résine®  
400 x 400 mm ou 600 x 400 mm  
Praticima

Conçus pour répondre aux différentes contraintes du milieu hospitalier.  
Modulables, ergonomiques et esthétiques.

Structure en aluminium anodisé.

Résistants aux agents chimiques grâce à la matière qui les compose.

Facilement désinfectables et décontaminables.

Totalement recyclables.

4 roues diam. 10 cm dont 1 à frein (bandage non tachant).

Coloris des poignées : bleu pop, vert pomme ou fuchsia.

Livrés nus sans accessoires.

En option : tablette latérale, kit galerie 3 côtés,  
glissières pour équipements 60 x 40 cm,  
portique supérieur avec accessoires,  
support informatique pour ordinateur portable  
et support pour poubelle, boîte à gants,