

Guéridon Résine 600 x 400 mm 3 plateaux 1 tiroir à clé

**Codes :**

Reference: FA64301

Description :

Guéridons de soins Résine® 400 x 400 mm ou 600 x 400 mm Praticima
Conçus pour répondre aux différentes contraintes du milieu hospitalier.
Modulables, ergonomiques et esthétiques.

Structure en aluminium anodisé.

Résistants aux agents chimiques grâce à la matière qui les compose.

Facilement désinfectables et décontaminables.

Totalement recyclables.

4 roues diam. 10 cm dont 1 à frein (bandage non tachant).

Coloris des poignées : bleu pop, vert pomme ou fuchsia.

Livrés nus sans accessoires.

En option : tablette latérale, kit galerie 3 côtés, glissières pour équipements 60 x 40 cm, portique supérieur avec accessoires, support informatique pour ordinateur portable et support pour poubelle, boîte à gants, container à aiguilles (nous consulter).

Guéridon Résine 600 x 400 mm 3 plateaux 1 tiroir à clé