

## Table de verticalisation Raffaello

**Codes :**

Reference: 250174D

**Description :**

Verticalisation électrique de 0 à 88°.  
Revêtement expansé non feu M1.  
2 vérins électriques.  
Commande par poignée.  
Equipée de 5 sangles de fixation.  
Marchepied bipodal réglable et escamotable.  
Deux roulettes fixes et deux roulettes multidirectionnelles, toutes avec frein.  
Dim : L. 200 x l. 70 x H. variable de 49 à 94 cm.  
Poids max. : 120 kg.

Table de verticalisation Raffaello Ferrox