


Miroir basculant à roulettes pivotantes transportable et fixe

Codes :

Reference: 260439

**Description :**

Miroir orthopédique Ferrox

Verre quadrillé 5 x 5 cm (sans quadrillage en option) en support en polyuréthane pour une sécurité maximale, en cas de rupture accidentelle.

Cadre acier peinture époxy. Dim. : L. 100 x H. 170 cm.

Existe en mural, fixe à roulettes ou inclinable à roulettes.

Transportable et fixe, sur roulettes pivotantes.