

Escalier 4 et 5 marches de rééducation brooklyn

Codes :

Reference: 260355



Description :

Escalier de rééducation 4 et 5 marches Socopedic
Pour la rééducation et le renforcement musculaire des membres inférieurs.
Marches fixes à angle droit en acier ou amovible en pont.
4 marches de p. 30 x H. 15 cm et 5 marches de p. 30 x H. 13 cm.
Revêtement caoutchouté antidérapant.
Structure en acier soudée.
Dim. pont : L. 310 x l. 60 m.
Dim. angle : L. 199 x l. 167 m.

En position pont ou angle.
Revêtement en tissu caoutchouté et antidérapant.
4 marches : hauteur de 15 cm.
5 marches : hauteur de 13 cm.