


Trampoline TR1 Aquaness

Codes :

Reference: TR1



Description :

Trampoline TR1 AquaNess Socopedic

Permet le travail de l'équilibre et de la coordination.

Favorise le travail des muscles en profondeur grâce à la résistance de l'eau.

Améliore le système cardio-vasculaire et active le drainage lymphatique.

En aluminium, série 6000 de qualité marine.

Peinture époxy bi-composante.

Résiste au sel comme au chlore.

Structure octogonale diam. : 102 cm.

Toile diam. : 95 cm.

8 pieds ventouses.

Amortissement par cordon élastique.

Coloris : bleu, blanc, rouge, gris alu, rose, jaune, gris ardoise, vert d'eau ou bleu liner.

En option : barre de maintien (hauteur fixe).

Fabrication française.