

# Aquabike V1 Aquaness

**Codes :**

Reference: AQUABIKEV1

**Description :**

Aquabike V1 Aquaness 5 Socopedic

Permet d'augmenter sa capacité cardiovasculaire tout en tonifiant les muscles sollicités par l'exercice.

Cadre, guidon et pédalier en aluminium de qualité marine.

Peinture époxy. Résiste au sel et au chlore (à pH contrôlé).

Patins de protections pour tous les types de revêtements (liners, PVC, tiles, polyester).

Système de résistance au pédalage (par écartement de la plateforme à régler sous les pédales).

Selle réglable horizontalement et en hauteur par collier de type VTT, blocage rapide.

Guidon orientable.

Hauteur d'eau min. recommandée : 1,10 m.

Garde au sol : 40 cm.

Coloris : bleu, blanc, rouge, gris alu, rose, jaune, gris ardoise, vert d'eau et bleu liner.

En option : kit de 4 ventouses, selle XL confort, kit de 4 pales XL.

Fabrication française.