

# Rameur Mag Clipper 50836 CARE

## Codes :

Reference: 50836



## Description :

MAG CLIPPER Rameur Magnétique à tirage central Réf. 50836

Poutre en aluminium permettant un coulissement optimum du siège.

Entraînement du système très silencieux par sangle.

La résistance est réglable par molette.

Repose pieds équipés de sangle de maintien.

Roulettes de déplacement intégrés au pied avant pour un déplacement aisé.

Appareil pliant offrant un gain important de place.

Fonctions ordinateur: temps et nombre de coups de rames, total de coups de rames, distance, calories, et scan.

Poids maximal de l'utilisateur : 120 kg.

Poids de la roue : 6 kg.

Masse inertie : 7 kg.

Dimensions : L 186 x l 39.5 x H 85.5 cm.

Dimensions plié : L 128 x l 68x H 32 cm.

Poids : 33 kg.

Norme CE : EN957 classe H (utilisation à domicile).

Garantie 5 ans sur châssis et 2 ans sur les pièces d'usures.

Rameur Magnétique à tirage central

