

# Trousse mirage Ampoulier jaune BT028A103004 bagheera

## Codes :

Reference: BT028A103004



## Description :

Ampoulier - Jaune.

Trousses Mirage Bagheera®

Pochette amovible, en tissu Cordura® résistant, adaptable dans les sacs Bagheera®.

2 poignées de transport, 1 porte-étiquette transparent, fermeture à glissière YKK® à double curseur, poches fi let et cristal.

Repérage des spécifi cités par code couleur : jaune (ampoulier), rouge (perfusion), orange (pédiatrie), vert (pansement), bleu (réanimation), noir (divers).

Fabrication française.

Trousse mirage Ampoulier jaune