

Corbeille à linge Grand modèle St Romain ref: 100710

**Codes :**

Reference: 100710

**Description :**

Petit modèle - inox. Dim. : L 600 x H. 620 mm x p 500 mm
Corbeille à linge Saint Romain
Structure maille 40 x 40 mm.
Diam. des roues (sans frein) : 100 mm.
Existe en inox, zinc ou époxy.
Fabrication française.
Grand modèle - inox. Dim. : L 800 x H. 620 mm x p 600 mm.

Corbeille à linge Grand modèle St Romain ref: 100710