

Chariot de stockage et distribution du linge 120200 Saint Romain

Codes :

Reference: 120200

**Description :**

Dispose de 3 rayonnages réglables et de 2 sangles d'arrêt amovible.

4 roues sans frein, diam. : 125 mm.

Dim. : L. 820 x p. 550 x H. 1760 mm.

Séparateurs en option.

Existe en inox ou en zinc.

Fabrication française.

Chariot avec rayonnages, inox.

Réf: STR120200

Chariot de stockage et distribution du linge Saint Romain.