

# Séparateur inox 12025 Saint Romain

## Codes :

Reference: 12025



## Description :

Chariot de stockage et distribution du linge Saint Romain  
Dispose de 3 rayonnages réglables et de 2 sangles d'arrêt amovible.  
4 roues sans frein, diam. : 125 mm.  
Dim. : L. 820 x p. 550 x H. 1760 mm.  
Séparateurs en option.  
Existe en inox ou en zinc.  
Fabrication française.

Séparateur inox pour chariot de stockage.

Le séparateur 12025 Saint Romain.