

Chariot de change et de toilette 15 /20 patients - 8P200XX praticima

Codes :

Reference: 8P200XX

**Description :**

Chariot de change et de toilette 5 Praticima

Structure acier traitée anticorrosion, revêtement époxy.

2 poignées de préhension intégrée à la structure.

4 roues pivotantes, diam. : 125 mm

(1 roulette à frein, 1 roulette directionnelle, 2 roulettes pivotantes).

Equipements de série : 1 bac encastrable sur le plateau supérieur,

1 tiroir 600 x 400 mm sous le plateau supérieur, 1 étagère intermédiaire réglable en hauteur, séparateurs amovibles, 2 paniers.

Nombreuses options : trieur amovible, porte-rouleau, support boîte à gants, support sac à linge avec ou sans cloison d'hygiène, sac à linge.

Coloris : bleu pop, vert pomme, orange, framboise et myrtille.

Fabrication française.

Petit modèle, 15 à 20 patients. Dim. : L. 1085 x l. 630 x H. 994 mm.

Petit modèle, 15 à 20 patients. Dim. : L. 1085 x l. 630 x H. 994 mm