


Sommier + Matelas d'hébergement SUPERCONFORT

**Codes :**

Reference: 759116+SUPERCONFORT

**Description :**

Tarif pour l'ensemble "Sommier + Matelas " : sommier avec 4 pieds + matelas d'hébergement 90*200

Le Sommier : SUPERCONFORT 20 lattes bois multiplis, section 53x8 mm assemblées sur embouts polypropylène.

Coloris noir.

Dimension hors tout (mm) : Largeur: 880 Longueur: 1980 Épaisseur: 45.

Poids: 13,10 kg par produit.

Fourni avec 4 pieds.

Cadre de lit superconfort 90*200 c 20 l.n

Le Matelas : 759116

Matelas Hébergement mousse 34kg/m³

Poids mini. 40 kg – Poids maxi. 90 kg

Dim. 90 x 200 x 14 cm

Protection. Housse en CARTEX

Composition :

Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 34kg/m³

Housse CARTEX : 65% Polyuréthane – 35% Polyester , CRIB 5.

Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2

Entretien : Mousse : Eponge et eau savonneuse – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol.

La housse ne doit être remplacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche.

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie ne couvre pas la perte normale de fermeté ni les changements de propriétés et/ou de couleur qui n'affectent pas les qualités d'allègement de pressions. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien. Autre produit similaire: Le sommier seul : [ici](#)

Le lot : Sommier Sedac France + Matelas Pharmaouest Préventix 90*200. Convient également en lit accompagnant.