

Carafes verseuses avec couvercles bleu 0,5 L antidérapantes Saint Romain X7

**Codes :**

Reference: 020343

**Description :**

7 Carafes verseuses 0,5 L antidérapantes Saint Romain.

Design contemporain.

Base antidérapante, empilable à vide.

Bec verseur à régulation (débit doux même en cas de tremblements), anti-goutte pour une hygiène parfaite.

Existe avec ou sans couvercle.

Fabrication française.

Carafes 0.5 l avec couvercles copolyester bleue 020343 Saint Romain.

Prix pour un lot de 7 carafes.

7 carafes verseuses avec couvercles bleu 0,5 L antidérapantes Saint Romain 020343.