

Verticalisateur Poweo Activ

Codes :

Reference: S18001



Description :

Verticalisateur Poweo Activ' Praxis Medical
Compact stable et facile à manoeuvrer même dans les espaces exigus.
Colonne inclinée avec rotation du guidon pendant la verticalisation permettant de reproduire le mouvement naturel du corps.
Hauteur de passage sous le lit : 7,5 cm.
Chargeur intégré et batterie amovible.
En aluminium, entretien et nettoyage facile
Poids max. : 200 kg.
Fabrication française.

Verticalisateur Poweo Activ ref: S18001