

Modèle EVA450EL (adapté aux lits Alzheimer) Vitesse de levage 3,5 cm/s Poids max. : 205 kg

Codes :

Reference: 60100006

**Description :**

Lève-personne électrique maniable pour soulèvement à partir d'une position, assise, allongée ou du sol. Aluminium (34 kg). Poids max. l'utilisateur : 205 kg.

Descente d'urgence électrique ou manuelle.

Mât ajustable à 3 niveaux de hauteur.

Nombreux accessoires en option (pesée,...).

Gamme de lève-personnes mobiles polyvalents répondant à toutes les situations de levage.

Avec l'utilisation des divers accessoires fonctionnels et faciles à utiliser du SystemRoMedic, les appareils de levage EVA sont le choix idéal pour les transferts verticaux à partir d'une position assise (fauteuil), allongée (lit) ou du sol, les transferts horizontaux ou l'entraînement à la marche.

Robustes, en aluminium.

Stables, solides, légers, faciles à manoeuvrer et à nettoyer.

3 niveaux de réglage de la hauteur du mât.

Poignées ergonomiques ajustables en hauteur pour le confort de l'équipe soignante.

Bouton d'arrêt d'urgence, descente d'urgence électrique et manuelle.

Batterie Linak® 24V - 2,9 Ah : grande capacité pour effectuer de nombreux levages.

Les EVA (sauf Alzheimer) disposent de roues jumelles carénées :

déplacement aisé, grande maniabilité, hygiéniques (ne ramassent pas les saletés).

Système de pesée en option.

Lève-personnes EVA pour hopitaux et collectivités ABC