

Sangle dorsale Taille XL

Codes :

Reference: SWYPXL

**Description :**

Certifiée CE et fabriquée en France, la Sangle Dorsale est disponible en 4 tailles et s'utilise avec tous les verticalisateurs. Elle s'utilise positionnée sur les lombaires afin de déclencher chez le patient le schéma naturel de relevage. Son doublage en mousse rigide répartit le phénomène de traction et sa sangle sous-fessière permet des transferts en position assise.

Taille XL: Tour de taille : 140/165. Tour de poitrine 90/115. Largeur : 33. Longueur : 120.
Pour sélectionner la taille d'une sangle, le soignant doit faire correspondre le tour de poitrine (sangle sous-axillaire) ou de taille (sangle dorsale et sangle d'aide à la déambulation) avec les cotes présentes sur les documentations.

Poids max : 320Kg.

Lavage à 70°.

Matière : Jersey.

Made in France.

Certifiée CE.

Dispositif médical de classe 1.

Conforme à la législation REACH.

Capacité maximale : 320 kg.

Fabrication en polyester (jersey).

Température de lavage : 70°C.

Norme : NF EN ISO 10535 : 2007.

Vidéo d'utilisation du verticalisateur WayUp Invacare.

Sangle disponible en S / M / L / XL.

États physiques du patient : Grabatisation. Patient en phase de rééducation. Manque de tonicité : membres inférieurs. Hémiplégie partielle. Produits : Sangle dorsale pour BLUE WAYUP, WAYUP 4, WAYUP 4 avec écartement.

Sangle dorsale Taille L Nausicaa Médical. Ref : SWYPXL.