

Sangle de toilette Taille XL

Codes :

Reference: STOPEXL



Description :

Certifiée CE et fabriquée en France, la Sangle de Toilette est conseillée pour les transferts aux toilettes et les changes .

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes, et améliore la mise en place et le retrait de la sangle.

Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur, d'où sa forme droite.

OPTION

L'ajout d'une tête amovible et baleinée (TABAL) aide à la prise en charge de la tête et protège les cervicales (exemple : ramassage au sol).

Taille XL en cm (cf. schéma) : Tour de poitrine : 140/165. A : 125. B : 25. C : 123.

Poids max : 320Kg.

Matière : jersey.

Lavage : 70°.

Made in France.

Certifiée CE.

Dispositif médical de classe 1.

Conforme à la législation REACH.

Capacité maximale : 320 kg.

Fabrication en polyester (jersey).

Température de lavage : 70°C.

Norme : NF EN ISO 10535 : 2007.

Sangle de toilette Taille XL. REF : STO-PE-XL. Nausicaa AKS.