


Disque de transfert Turntable

Codes :

Reference: 50850

**Description :**

Disque de transfert avec poignée TurnTable ABC

Pour déplacer une personne assise entre le fauteuil roulant et le lit, les toilettes ou un fauteuil.
Pour plus de sécurité et pour faciliter le transfert, il est conseillé de l'utiliser avec la ceinture de transfert ReadyBelt.

Dessous antidérapant.

Diam. : 38 cm.

Poids max. : 135 kg.

Disque de transfert Turntable ABC REF / 50850