

Ceinture de transfert Readybelt taille S

Codes :

Reference: 16023

**Description :**

Ceinture de transfert ReadyBelt ABC

Portée par l'équipe médicale et les aidants, elle fournit des poignées sécurisantes aux patients. Idéale pour sécuriser les déplacements des patients à faible tonicité.

Lavable en machine à 70°, sèche linge doux.

Taille S : de 55 à 100 cm.

Portée par l'équipe médicale et les aidants, elle fournit des poignées sécurisantes aux patients. Idéale pour sécuriser les déplacements des patients à faible tonicité. Lavable en machine à 70°, sèche linge doux.

Ceinture de transfert Readybelt taille S