

Ceinture de transfert Readybelt taille M

Codes :

Reference: 16024

**Description :**

Ceinture de transfert ReadyBelt ABC

Portée par l'équipe médicale et les aidants, elle fournit des poignées sécurisantes aux patients. Idéale pour sécuriser les déplacements des patients à faible tonicité.

Lavable en machine à 70°, sèche linge doux.

Taille M : de 75 à 130 cm.

Portée par l'équipe médicale et les aidants, elle fournit des poignées sécurisantes aux patients. Idéale pour sécuriser les déplacements des patients à faible tonicité. Lavable en machine à 70°, sèche linge doux.

Ceinture de transfert Readybelt taille M ref: 16024