

Ceinture de transfert Readybelt taille L

Codes :

Reference: 16025

**Description :**

Ceinture de transfert ReadyBelt ABC

Portée par l'équipe médicale et les aidants, elle fournit des poignées sécurisantes aux patients. Idéale pour sécuriser les déplacements des patients à faible tonicité.

Lavable en machine à 70°, sèche linge doux.

Taille L : de 100 à 160 cm.

Portée par l'équipe médicale et les aidants, elle fournit des poignées sécurisantes aux patients. Idéale pour sécuriser les déplacements des patients à faible tonicité. Lavable en machine à 70°, sèche linge doux.

Ceinture de transfert Readybelt taille L ref: 16025