

Drap de glisse avec poignées 195 x 70 cm

Codes :

Reference: DTR19570



Description :

Drap de glisse avec poignées Nausicaa Médical.

Dispositif qui facilite la translation latérale et verticale ainsi que le rehaussement d'un patient allongé dans un lit. Les poignées simplifient l'utilisation pour le personnel soignant et l'effet de glisse facilite leur travail en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.

Composé d'un tube en polyester de tissu synthétique en enduction de polyuréthane traitée silicone. 3 dimensions disponibles.

Lavable à 70°.

Certifié CE et en conformité avec la législation REACH.

Fabrication française.

Dim. : 195 x 70 cm.

Drap de transfert. Drap de glisse avec poignées dimensions : 195 x 70 cm ref : DTR19570. AKS Nausicaa. L-MED.