

Sangle lombaire de transfert souple Ready Move

Codes :

Reference: 13010



Description :

Sangle lombaire de transfert souple ReadyMove ABC

Accessoire indispensable pour la mise en position debout des patients.

Facilite le quotidien des aidants : mises aux fauteuils et passages aux toilettes.

Pratique et sécurisante, elle réduit l'effort des aidants et du personnel médical.

Double poignée aux extrémités.

Lavable en machine à 70°, sèche linge doux.

Dim. : 60 x 20 cm.

Sangle de transfert. Sangle lombaire souple Ready Move. Ref . 13010. ABC. L-MED