

BRANCARD DE TRANSFERT ELINEO + Matelas 190X66X8

Codes :

Reference: 1524510M190668

**Description :**

Hauteur variable hydraulique de 57 à 90 cm. Proclive déclive accessible par commandes bilatérales. Structure acier revêtement époxy gris nuage.

Plan dur en résine radio transparent.

4 roues diam. : 200 mm, à freinage centralisé. 4 amortisseurs de chocs et protections latérales.

Dossier relevable par vérin à gaz. 4 supports accessoires.

Barrières repliables sous le niveau de couchage. Poignées de poussée.

Poids max. utilisateur : 250 kg.

Garantie : 2 ans (hors sellerie).

Brancard de transfert Elinéo avec matelas

MATELAS COUCHAGE 190X66 EP 8 CM SOUDE ref : 19066-08

SÉCURITÉ

Capacité de charge jusqu'à 250kg.

Proclive / Déclive accessible par commandes bilatérales.

Freinage centralisé aux 4 coins du brancard.

Barrières verticales en inox.

Compatible barrières pédiatriques.

HYGIÈNE

Matelas amovible, étanche et antiallergique.

Structure simple sans aspérité et facile à nettoyer.
Carter de protection amovible et facilement démontable sans outils (en accessoire).
Barrières en acier inoxydable.

*Brancard de transfert Elinéo avec le matelas. BRANCARD DE TRANSFERT ELINEO BIPLAN
COUCHAGE 190X66. ref : 1524510M + ref : 190668.*