

Couettes microfibre blanche toronto 140x200cm x9

**Codes :**

Reference: TORONTO

**Description :**

La couette Toronto :

Enveloppe microfibre (au toucher peau de pêche).

Rembourrage en fibres creuses siliconées.

Véritable sensation duvet

Facile à entretenir en machine, son piquage carreau et cadre apporte une meilleure résistance au produit.

Répondant aux normes NF EN ISO 12952/1 et 2 (Déc. 2010) et au standard 100 d'Oeko-Tex, la couette Toronto garantit des nuits douces et saines.

Couettes microfibre blanche Toronto 140x200cm. Le lot de 9 couettes. 100%polyester microfibre. STOPFLAM.