

## GANTS DE TOILETTE LE LOT DE 10



### Codes :

Reference: GTE0201



### Description :

Eponge en coton (90%) et polyester (10%), d'un poids au m<sup>2</sup> d'environ 360 grammes. Les dimensions sont comprises entre 15 x 21 cm et 15 x 25 cm.

Ces gants sont confectionnés avec des coutures surjetées et disposent d'une attache. Un liteau plat peut être présent (la photo n'est pas contractuelle).

C'est un article IDEAL POUR LES COLLECTIVITÉS.

Gants : blanc - bleu - rose - jaune -vert - / (Pastel).

Gant "basique"- Blanc 90% coton. L-MED BIOPROTECT