

## Jalonfix kit

### Codes :

Reference: 233839



### Description :

Le kit Jalonfix contient 18 bâtons (91 cm) droits et souples en matière plastique permettant la formation de cercles de différentes tailles, de créer des figures en 8 ou des courbes en «S»,... Excellent outil polyvalent utilisé pour la réalisation de parcours de marche et d'obstacle, la gymnastique ou un aire de jeux.

L'ensemble comprend des raccords réutilisables pour joindre les sections entre elles.

Set composé de 18 sections (6 bleues, 6 jaunes et 6 rouges), 18 connecteurs, un sac de transport .  
Longueur de la section : 91cm