

Tapis de course ZEPHYR

Codes :

Reference: 246557

**Description :**

Dim (L x l x h) : 208 x 79 x 140 cm.

Poids : 196 kg.

Poids maximum : 150 kg.

Moteur de 4CV puissant et silencieux.

Haut parleurs stéréo.

Système MP3.

6 écrans LED à brillance réglable.

15 programmes intégrés dont un HRC qui adapte la vitesse au rythme cardiaque.

Equipé d'un module Bluetooth compatible aux ceintures thoraciques Bluetooth 4.0.

Objectif : Cardio training et perte de poids.

Tapis motorisé.

Vitesse de 1 à 22km/h.

Adapté aux débutants et aux coureurs professionnels.

Tapis à grande surface de course (permet de marcher et courir confortablement)

Confort : amortisseurs spéciaux (protègent le dos et les articulations lors des foulées). Spécifications techniques :

- Ecrans avec retro éclairage
- Avec capteur tactiles de pulsations
- Connectable
- Inclinaison motorisée
- Système d'amorti
- Port USB pour lecteur MP3

Livraison :

- Livrés pied de porte, non assemblés.

Tapis de marche MyCare - ZEPHYR - CA450700 - 246557 -garantie 2 ans- tapis de marche.