

HYDROCOLLATOR FIXE E-1

Codes :

Reference: 256220

**Description :**

Ces cuves chauffantes en acier inoxydable sont prévues pour contenir les hotpacs Hydrocollator à chaleur humide. Munis d'un réglage thermostatique afin de garantir une température idéale pour les hotpacs.

- acier inoxydable très solide.
- thermostat intégré.
- évacuation facile par robinet intégré.
- panier pour sortir les compresses.
- modèles mobiles avec isolation en fibre de verre.
- Hydrocollator fixe E-1.
- Livré avec 4 compresses standards N° F.
- 33 x 20 x H 41 cm - 7 kg - 1000 watts.