

COMPRESSE HOTPAC SABLE 25 X 30 CM

**Codes :**

Reference: 256210

Description :

Les compresses hotpac pour Hydrocollator sont en toile et composées de poudre de lave pour emmagasiner la chaleur.

Attaches sur chaque compresse pour faciliter la sortie de l'eau chaude

Assure une chaleur humide pendant plus de 30 minutes
Économique : réutilisable pour des centaines de traitement
Réchauffement possible en micro-ondes ou eau bouillante

Compresse standard - 25 X 30 CM.

compresse standard firm