

# RECHAUFFEUR FANGO-PARAFFINE 8.5 Litres 12Kg

**Codes :**

Reference: 253254

**Description :**

L'autothermic permet de réchauffer et de maintenir le fango-paraffine à la température d'utilisation et d'en assurer la stérilisation indispensable à une bonne hygiène.

Résistance chauffante réglée par un thermostat de précision.

Carrosserie en inox.

Cuve et couvercle en aluminium.

2 poignées isolantes.

Puissance 1000 W, 220 V.

Éxiste en 3 contenance.

RECHAUFFEUR FANGO-PARAFFINE 8.5 Litres 12Kg