

CRYO SLIM en HOUSSE COLORIS GRISE OU NOIR



Codes :

Reference: 150114



Description :

Le Cryo'diffuseur a été conçu pour rendre le praticien autonome, efficace et disponible pour son patient. Les commandes et les informations sont centralisées sur le Cryo'diffuseur.

L'écran LCD permet en toute situation de visualiser facilement la température et le temps de traitement.

Cryothérapie gazeuse par détente de CO₂ Médical. Diffusion d'un froid sec à -78,5° produisant un choc thermique cutané. Les effets antalgiques GATE-CONTRÔLE et circulatoires se cumulent pour une meilleur efficacité.

Le concept de cryothérapie gazeuse EasyCryo® permet une utilisation en cryothérapie sans risque de brûlure grâce

à son capteur de température intégré avec affichage permanent sur écran à cristaux liquides. La cryothérapie gazeuse

EasyCryo® est efficace en post traumatique, sur les oedèmes, les tendinites, les inflammations, la spasticité, en neurologie...

Le Cryo Slim est doté d'un carter rigide Epoxy de protection de la bouteille de gaz, coloris au choix. Des supports optimisent le rangement des buses et de la tête de contact.

Livré avec :

un Cryo'diffuseur
un jeu de 3 buses
une tête de contact
un module pour Bouteille CO2
un trolley
un raccord haute pression
Un chargeur

convention gaz d'une durée de 3 ans pour 3 bouteilles T15.