

# SUPER SQUELETTE SAM

## Codes :

Reference: 269258



## Description :

La combinaison des insertions des muscles, des os numérotés, des ligaments d'articulations et de la colonne vertébrale flexible font de ce squelette le squelette offrant le plus de possibilités. Mouvement du crâne à partir des articulations de la nuque.

Crâne, jambe gauche, et bras gauche amovible.

La moitié droite comporte ligaments d'articulation et insertion des muscles.

La moitié gauche comporte presque 600 numéros désignant les os, les fissures, les trous.

L 170 cm, poids 7,8 kg.

Squelette sam 1m70. Colonne vertébrale flexible montrant la moelle épinière. Sam presque 600 détails numérotés. Sam squelette avec présentation des muscles, des ligaments et os numérotés.