

# SPIROMETRE SPIROBANK II

## Codes :

Reference: 911021



## Description :

SPIROMETRE SPIROBANK II- MIR France- Tests de spirométrie: CVF,CVL, post BD- Modèle Basic  
Test de spirométrie : CVF, CVL, post BD (modèle basic), test VVM en plus pour modèle smart.App.  
Mir spiro pour Ipad avec spirométrie et oxymétrie. Analyserapide et intuitive des données. Port USB  
pour utilisation du logiciel WinspiroPRO PC SoftwareTurbine à usage unique FlowMir ou réutilisable.  
Modèle basic.