

# ELECTROSTIMULATEUR ACTI TENS

## Codes :

Reference: SBM1AA007



## Description :

Dispositif médical de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) destiné à la prise en charge des douleurs chroniques de l'adulte. Pratique et discret, le kit standard actiTENS accompagne le patient dans ses activités quotidiennes en lui permettant un retour à la vie active. 2 canaux indépendants. Piloté grâce à une application mobile disponible sur IOS et Android via une connexion Bluetooth. Elle est dotée de 14 programmes de stimulation. Temps de traitement : 10 à 720 min, réglable via l'application mobile. Existe en différentes tailles et formes : 3 tailles de câbles : 14 cm, 40 cm, 100 cm. 3 formes d'électrodes : carrées 50 x 50 mm, rondes, diam. 32 et 50 mm, rectangulaires 50 x 90 mm. Dim. : 108 x 53,5 x 17 mm. Poids : 70 g. Batterie en Li-Ion. Le sachet de 4 électrodes. En option : une électrode lombaire et des accessoires textiles.