

Fauteuil RELAX VITAL

Codes :

Reference: LFM3129

NOUVEAU



Description :

CARACTERISTIQUE :

Le fauteuil relax vital est idéal pour la relaxation. Il est utilisé dans les établissements médicaux, notamment pour le repos des personnels soignants. Sa polyvalence lui permet également d'être utilisé en néonatalogie ou en EHPAD par exemple. Sa position zero gravité permet aux jambes d'être positionnées légèrement au-dessus du niveau du cœur. Elle favorise la circulation du sang. Réduit la pression lombaire et aide à se relaxer.

COLORIS :

FUSHIA : 8895

GREIGE : 8894

COULEUR TUBE : NOIR

COULEUR ACCOUDOIRS : NOIR.

TYPE DE TOILE : GINKGO M1 (GRIFFINE).

COMPOSITION DE TOILE : MOUSSE POLYURETHANE DENSITE 18 KG/M3.

EPAISSEUR TOILE : 4 CM.

STRUCTURE : ACIER LAQUE HLE (HAUTE LIMITE ELASTIQUE).

MATIERE ACCOUDOIRS : RESINE.

GARANTIE : 2 ANS.

NON FEU M1

POIDS :9.7Kg

DIMENSIONS :

PRODUIT OUVERT CM : P.90/ L.71/ H.114

PRODUIT FERMÉ CM : P.24/ L.71/ H.99

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT MAXIMALES : P. 163/ L.71/ H. 88

HAUTEUR D'ASSISE CM : 45

DIMENSIONS PACKAGING EXTERNE CM : P. 97,5/ L.72/ H. 19

POIDS PACKAGING BRUT KG : 12

Eco participation : 0.92 € HT.

Fauteuil de repos. Fauteuil de relaxation. Relax vital.