

# Inhalateur 0,6 L - blanc

**Codes :**

Reference: G113321

**Description :**

Inhalateur.

Produit en 2 parties emboîtées serrées.

Adapté à une utilisation en milieu hospitalier.

Durabilité remarquable même en cycle d'utilisation intensif.

Produit conçu en partenariat avec des professionnels de santé.

Décontamination en lave bassin.

Hauteur 220 mm

Diamètre 130 mm

Contenance,6 L

Matière PP

Couleur Blanc

Hauteur intérieure bas produit 95 mm

Diamètre intérieur produit 123 mm

Poids 0.150 kg

Gencode 3100411133216

Code douanier 39229000

**Pour obtenir un devis ; CONTACTEZ NOUS.**