


# MANUEL MESURE DES AMPLITUDES ARTICULAIRES



## Codes :

Reference: 261534

## Description :

Pour la 1ère fois un manuel qui vous explique comment réaliser des mesures d'amplitudes articulaires grâce à l'inclinomètre. Après avoir rappelé les principes théoriques, l'auteur présente les informations nécessaire pour mesurer la quasi-totalité des articulations accessibles d'un individu.  
105 pages - 100 images - 33 tableaux.

MANUEL MESURE DES AMPLITUDES ARTICULAIRES