

Dynamomètre de main Smart (application mobile) Jamar

**Codes :**

Reference: 081669928

Description :

- Permet le suivi et l'enregistrement de 1 à 5 patients
- Déterminez quelle main est testée et avec laquelle vous commencez le test
- Validez ou recommencez facilement chaque essai
- Affiche instantanément les résultats
- Calcule la moyenne, l'écart-type et le coefficient de variation
- Comparaison instantanée avec la norme générale basée sur l'âge et le sexe du patient
- Force mesurée allant de 0 à 90 kg
- Nécessite 2 piles AAA (incluses)

La version Smart de Jamar est le premier dynamomètre médical à fonctionner avec une application mobile (sans fil)

L'application gratuite "Jamar smart" vous permettra de contrôler votre dynamomètre Jamar de n'importe quel Ipad, tablette, Iphone ou Smartphone android. L'outil permet de gagner en efficacité quant aux contrôles, archivages et suivi de l'évolution de chaque patient.