

Kit d'évaluation de la main Jamar® Plus



Codes :

Reference: 081505130

Description :

Kit d'évaluation de la main Jamar® Plus

Ce kit d'évaluation de la main Jamar comprend tout le nécessaire dont les praticiens ont besoin pour évaluer la force de préhension de leurs patients. Ce kit d'évaluation comprend :

- Dynamomètre de main digital Jamar Plus
- Jauge de pincement numérique Jamar
- Goniomètre pour doigts Jamar

Le kit d'évaluation de la main est livré avec sa malette et ses compartiments pour chaque outils.