

Batterie de test neurologique Chessington (COTNAB)

**Codes :**

Reference: 091548569

Description :

Cette batterie de test Chessington est destinée à l'évaluation des dysfonctionnements neurologiques fonctionnels et perceptuels chez les patients âgés de 16 ans et plus.

Batterie de test neurologique normalisée pour les lésions cérébrales et les accidents vasculaires cérébraux.

Les tests évaluent quatre domaines fonctionnels avec chacun trois tests de sensibilité croissante.

Les domaines fonctionnels sont les suivants : test de perception visuelle (figures qui se chevauchent, figures cachées, séquence) ; capacité de construction (construction 2D et 3D, blocage) ; capacité sensori-motrice (stéréognosie et discrimination tactile, dextérité, coordination) ; et la capacité de suivre des instructions écrites, visuelles et parlées.

Chaque test a été normalisé sur un échantillon représentatif de la population âgée de 16 à 65 ans et de 65 ans.