

Capuchon digital Silipos™ tricoté S/M X6

Codes :

Reference: 091130897

**Description :**

Les capuchons digitaux en tissu tricoté sont doux, confortables, étirables et contiennent de l'huile minérale de qualité médicale qui adoucit et hydrate la peau.

Le paquet de 6 capuchons.
Tricoté : Petit / Moyen

Gamme Silipos™

Les feuilles Silipos en gel soulagent la pression et la friction. Elles s'appliquent sur les matériaux thermoformables ou s'utilisent comme doublure d'orthèses, de prothèses, etc. Le soulagement de la pression par le rembourrage est également recommandé pour apporter un confort supplémentaire aux fauteuils roulants, et il est parfait pour utiliser avec un rembourrage très léger. Il protège des chocs et des vibrations. Il se conforme à tous les contours du corps, en éliminant l'abrasion de manière efficace, les cisaillements et les frictions.

Entièrement recouvert de gel Silipos®

Traite les problèmes d'ongles ou de sécheresse de la peau

Réduit l'inconfort causé par les cors, ampoules et ongles incarnés

Se coupe à la taille souhaitée

