


# Tubes de gel Silipos™ 2 x 15cm étroit X3

**Codes :**

Reference: 091130913

**Description :**

Doublé d'un gel hydratant en polymère souple, les tubes en gel Silipos aide à réduire le tissu cicatriciel.

**Gamme Silipos™**

Les feuilles Silipos en gel soulagent la pression et la friction. Elles s'appliquent sur les matériaux thermoformables ou s'utilisent comme doublure d'orthèses, de prothèses, etc. Le soulagement de la pression par le rembourrage est également recommandé pour apporter un confort supplémentaire aux fauteuils roulants, et il est parfait pour utiliser avec un rembourrage très léger. Il protège des chocs et des vibrations. Il se conforme à tous les contours du corps, en éliminant l'abrasion de manière efficace, les cisaillements et les frictions.

Confort et rembourrage des cors et des callosités

Se coupe à la taille désirée

Lavable et réutilisable

Dimensions : Tube étroit : 2 x 15cm

Paquet de 3

